

# 抗荧光淬灭封片剂（含 DAPI）

货号：PMK0272

保存：-20℃保存 12 个月

规格：5ml/25ml

用途：是一种用于减缓荧光淬灭的封固剂

产品简介：

抗荧光淬灭封片剂(Antifade Mounting Medium)又称抗荧光衰减封片剂(Fluorescence decay resistant Medium)，是一种用于减缓荧光淬灭的封固剂。可以用于减缓各种常见荧光染料的荧光淬灭。按每个样本需要 50~100  $\mu$ l 封片剂计算，5ml 可以用于至少 50 样本的封片。

产品内容：

| 货号      | 名称               | PMK0272-5 | PMK0272-25 |
|---------|------------------|-----------|------------|
| PMK0272 | 抗荧光淬灭封片剂（含 DAPI） | 5ml       | 25ml       |

使用方法：

1、贴壁细胞样本

①染色完成后，吸去染色液。

②滴一滴 Antifade Mounting Medium 于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片液，尽量避免气泡。

③在荧光显微镜下观察。

2、组织切片

①染色完成后，吸去染色液。

②滴一滴 Antifade Mounting Medium 于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片液，尽量避免气泡。

③在荧光显微镜下观察组织切片。

3、其它样品

其它样品参考细胞样品或组织切片进行操作。

注意事项：

1、荧光物质均易发生淬灭，染色后的样品宜避光保存。

2、在使用 Antifade Mounting Medium 的情况下，虽然可减缓淬灭，仍需尽量避光。

3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液  
PMK0090 PBST 缓冲液  
PMK0029 PBS 缓冲液  
PMK0019 30%丙烯酰胺 (29:1)  
PMK0011 红细胞裂解液  
PMK1012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒  
PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated  
PMK002 抗体稀释液



更多产品详情了解，请关注公众号：