

PBST 缓冲液, 10×

2020.04.15R

货号: PMK0090

保存: 室温储存。

规格: 500ml

用途: 主要用于免疫组化和原位杂交, 酶联免疫等实验中, 清洗免疫印迹膜。

产品简介:

无色液体, 0.22 μm 膜过滤纯化。10×组分为 80mM Na₂HPO₄, 20mM KH₂PO₄, 100mM KCl, 1400mM NaCl, 0.5% (V/V) Tween-20, pH 7.4。

产品内容:

货号	PMK0090-500
----	-------------

PBST 缓冲液, 10×	500ml
---------------	-------

使用步骤:

具体使用方式按照相应实验需要直接添加即可。

注意事项:

如果低温保存溶液, 可能会产生沉淀, 可摇晃或加热溶解。

本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解, 请关注公众号: