

过硫酸铵溶液 (AP, 10%)

货号：PMK0207

保存：-20℃保存 3 个月

规格：5ml/10ml

用途：用于配制 PAGE 胶等

产品简介：

过硫酸铵(Ammonium persulfate, AP 或 APS)分子式为 $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ ，分子量为 228.20，纯度>98%，用于配制 PAGE 胶等。过硫酸铵溶液(AP,10%)在室温下不稳定，4℃可以保存 1 周，-20℃可以保存 3 个月。

产品内容：

货号	PMK0207-5	PMK0207-10
----	-----------	------------

过硫酸铵溶液(AP,10%)	5ml	10ml
----------------	-----	------

使用方法：

按实验具体要求操作

注意事项：

- 1、配制好的 10%过硫酸铵在室温下不稳定，-20℃可以保存 3 个月。
- 2、注意避免反复冻融，可先分装成小分，使用一次即丢弃。
- 3、另外凝胶凝聚的速度和温度及光照关系密切，可通过适当调节 APS 的用量，控制在不同的环境下凝胶凝聚的速度。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液
PMK0090 PBST 缓冲液
PMK0029 PBS 缓冲液
PMK0019 30%丙烯酰胺 (29:1)
PMK0011 红细胞裂解液
PMK1012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒
PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated
PMK002 抗体稀释液



更多产品详情了解，请关注公众号：