

柠檬酸钠缓冲液（粉剂）

2020.04.15R

货号：PMK0524

保存：常温保存，两年有效。

规格：1L

用途：柠檬酸钠缓冲液主要多用于抗原修复，可以有效去除醛类固定试剂导致的蛋白之间的交联。

产品简介：

本产品为干粉状的柠檬酸（枸橼酸）缓冲液，使用前加蒸馏水定容到 1L 即可（pH =6.0），可以用于抗原修复。本产品主要成分为柠檬酸 1.8mM 和柠檬酸三钠 8.2mM。使用时将每袋干粉彻底溶解于 1000ml 双蒸水后即可使用。

产品内容：

货号	PMK0524-1000
柠檬酸钠缓冲液(粉剂)	1L

使用步骤：

1. 使用时将每袋干粉彻底溶解于 1000ml 双蒸水后即可使用。
2. 具体使用方式按照相应实验需要直接添加即可。

注意事项：

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

PMK0012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒



更多产品详情了解，请关注公众号：