

PM 水盘抑菌剂

货号: PMK0516

保存: 常温，置阴凉处保存。

规格: 20ml

保质期: 2 年。

产品简介:

PM水盘抑菌剂是专门针对细胞培养箱水盘的污染控制的抑菌剂，能维持水盘无菌状态1个星期，特别对于顽固真菌有很强的清除和抑制作用，且通过抑制培养箱水盘内细菌、真菌的生长，可有效防止细胞的污染，从而减少由于细胞污染带来的人力、财力、时间方面的浪费。

产品内容:

货号	PMK0516
PM 水盘抑菌剂	20ml

使用步骤:

1. 将培养箱水盘内壁清除干净，推荐使用75%酒精或者PM细胞房抑菌剂（PMK0513）清理。
2. 按照1:500加入到水盘水体内（高压灭菌水）。推荐使用量：每 1L 水内加2ml PM水盘抑菌剂，一周更换一次。

注意事项:

1. PM水盘抑菌剂原液若与皮肤、眼睛接触，应立即用大量的清水冲洗，不要延误，必要时应立即就医。
2. PM水盘抑菌剂用灭菌水稀释使用。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。