

MEM

货号: PMK-M003

保存: 2-8℃, 避光, 有效期 12 个月。

规格: 500ml

产品简介:

MEM 培养基 (Minimum Essential Medium) 也称最低必需培养基、最小基本培养基或低限量 Eagle 培养基, 由 Harry Eagle 在 Eagle 基本培养基 (BEM) 的基础上发展而来的, 是一种最基本、适用范围最广的培养基, 是动物细胞培养中最常用的培养基之一。MEM 培养基仅含有 12 种必需氨基酸、谷氨酰胺和 8 种维生素, 成分简单, 主要用于贴壁细胞的培养, 配方修改后也可用于其他类型细胞培养。

本产品含有多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等多种成分, 但不含蛋白质、脂类或任何生长因子, 故此产品需搭配血清或无血清添加物使用。

产品组成:

产品编号	名称	规格
PMK-M003	MEM	500ml

注意事项:

- 1、本产品经 0.1 μm 过滤除菌, 使用时应注意无菌操作, 避免污染;
- 2、为保持本产品的最佳使用效果, 请勿进行冻融处理;
- 3、本产品仅用于科研或进一步研究使用, 不用于诊断和治疗。

相关产品:

PMK-M002 RPMI-1640

PMK-M001 DMEM

PMK-M004 MEM α

PMK-F001-NA 超级胎牛血清

PMK-F001 特级胎牛血清



更多产品详情了解, 请关注公众号: