

土壤 N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶 (S-NAG) 检测试剂盒 (微量法)

货号：PMK1838

保存：-20℃避光保存 6 个月

规格：48T/96T

产品简介

土壤 N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶 (S-NAG) 是溶酶体中的一种酸性水解酶，由土壤微生物分泌。S-NAG 活性变化与某些病理状态密切相关。本试剂盒提供了一种简单易用的比色法，用于分析 S-NAG 的活性。其原理是 S-NAG 分解 β-N-乙酰氨基葡萄糖苷生成对-硝基苯酚，后者在 400nm 有最大吸收峰，通过测定吸光值升高速率来计算 S-NAG 活性。

产品内容

试剂盒组分	规格		储存条件
	48T	96T	
试剂一	粉剂×1 瓶	粉剂×1 瓶	-20℃保存
试剂二	10mL	20mL	4℃保存
试剂三	8mL	16mL	4℃保存
标准品	1mL	1mL	4℃保存

自备耗材

酶标仪或可见光分光光度计 (能测 400nm 处的吸光度) 烘箱、水浴锅

96 孔板或微量玻璃比色皿、可调节式移液枪及枪头

台式离心机、振荡器、30-50 目筛

去离子水

试剂准备

试剂一：临用前 48T 加入 5mL 去离子水，96T 加入 10mL 去离子水，充分溶解备用；用不完的试剂分装-20℃保存。

试剂二：即用型；使用前，平衡到室温；4℃保存。

试剂三：即用型；使用前，平衡到室温；4℃保存。

标准品：标准品为 5mM (μmol/mL) 的对硝基苯酚溶液，使用前，平衡到室温；4℃保存。

标准曲线设置：按下表所示，用去离子水将 5 μmol/mL 标准品稀释为 0.5、0.25、0.125、0.0625、0.0313、0.0156、0.0078 μmol/mL 标准溶液 的标准溶液。

	标准品体积 (μL)	去离子水体积 (μL)	标准品浓度 (μmol/mL)
标准品 1	20μL of 5 μmol/mL	180	0.5
标准品 2	100μL of 标准品 1 (0.5 μmol/mL)	100	0.25
标准品 3	100μL of 标准品 2 (0.25 μmol/mL)	100	0.125
标准品 4	100μL of 标准品 3 (0.125 μmol/mL)	100	0.0625
标准品 5	100μL of 标准品 4 (0.0625 μmol/mL)	100	0.0313
标准品 6	100μL of 标准品 5 (0.0313 μmol/mL)	100	0.0156

产品说明书

标准品 7	100μL of 标准品 6 (0.0156 μmol/mL)	100	0.0078
-------	---------------------------------	-----	--------

注意：每次实验，请使用新配制的标准品。

样本制备

新鲜土样自然风干或 37 度烘箱风干，过 30-50 目筛。

实验步骤

- 酶标仪或可见分光光度计预热 30min 以上，调节波长到 400nm，可见分光光度计去离子水调零。
- 样本测定（在 EP 管中加入下列试剂）：

试剂名称	测定管	对照管	标准管	空白管
风干土样 (g)	0.02	0.02	0	0
试剂二 (μL)	170	170	0	0
试剂一 (μL)	130	0	0	0
混匀，37℃振荡反应 1h 后，90℃水浴 5min（盖紧，防止水分散失），流水冷却			0	0
试剂一 (μL)	0	130	0	0
10,000g 25℃离心 10min，取上清液 70 μL 加入 96 孔板或微量玻璃比色皿中：			0	0
上清液 (μL)	70	70	0	0
标准品 (μL)	0	0	70	0
去离子水 (μL)	0	0	0	70
试剂三 (μL)	130	130	130	130

充分混匀，室温静置 2min 后，400nm 处测定吸光值 A，计算 $\Delta A_{\text{测定}} = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ ， $\Delta A_{\text{标准}} = A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}$ 。每个测定管需设一个对照，空白和标准曲线只需要测一次。

注意：实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验。如果 $\Delta A_{\text{测}}$ 小于 0.005 可适当加大样本量。如果 $\Delta A_{\text{测}}$ 大于 2.0，样本可用去离子水进一步稀释，计算结果乘以稀释倍数。

结果计算

- 标准曲线的绘制：

以标准品浓度为 y 轴， $\Delta A_{\text{标准}}$ 为 x 轴，绘制标准曲线（浓度为 y 轴更方便计算结果）。将 $\Delta A_{\text{测定}}$ 带入方程计算出 y 值（μmol/mL）。

- S-NAG 活力计算：


酶活力单位的定义：每天每 g 土样在反应体系中产生 1 μmol 对-硝基苯酚定义为一个酶活力单位 U。

S-NAG 活力 (U/g 土样) = $y \times V_{\text{反应}} \div W \div T \times 360 \times y$

$V_{\text{反应}}$ ：反应体系总体积，0.3mL；W：样本质量，0.02g；T：反应时间，1h=1/24d。

结果展示

典型标准曲线



产品说明书

注意事项

1. 实验过程中请穿戴实验服、口罩和乳胶手套。请按照生物实验室的国家安全规定进行实验，尤其是在检测血样或其他体液时。
2. 本试剂盒仅用于实验室科学研究，如果本试剂盒用于临床诊断或任何其他用途，我们将不对任何后果负责。
3. 本试剂盒应在有效期内使用，并请严格按照说明书进行存储。
4. 不同批次号、不同厂家之间的组分不要混用；否则，可能导致结果异常。
5. 勤换吸头，避免各组分之间的交叉污染。

相关产品：

PMK1819 土壤脲酶 (S-UE) 检测试剂盒 (微量法)
PMK1821 土壤 α -葡萄糖苷酶 (S- α -GC) 检测试剂盒 (微量法)
PMK1823 土壤纤维素酶 (S-CL) / 羧甲基纤维素酶检测试剂盒 (微量法)
PMK1824 土壤过氧化氢酶 (S-CAT) 检测试剂盒 (微量法)
PMK1825 土壤硝酸还原酶 (S-NR) 检测试剂盒 (微量法)
PMK1826 土壤蔗糖酶 (S-SC) 检测试剂盒 (微量法)

更多产品详情了解，请关注公众号：

