

## Tween-20

2020.04.15R

货号: PMK0533。

保存: 室温保存, 两年有效。

规格: 100ml/500ml。

用途: 用于生物化学应用中的非离子去垢剂, 常用作乳化剂、分散剂、增溶剂、稳定剂等。

### 产品简介:

吐温-20 (Tween-20) 是属于聚山梨醇酯家族的一种聚氧乙烯山梨糖醇酯, 非离子型表面活性剂, 易溶于水。琥珀色油状液体, 具有特殊的臭气和微弱苦味。Tween-20 是一种广泛用于生物化学应用中的非离子去垢剂, 常用作乳化剂、分散剂、增溶剂、稳定剂等。Tween-20 也可用于预提取细胞膜以去除外周蛋白, 已被用作基于膜的免疫分析的封阻剂。

### 产品内容:

| 货号       | PMK0533-100 | PMK0533-500 |
|----------|-------------|-------------|
| Tween-20 | 100ml       | 500ml       |

### 使用步骤:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

### 注意事项:

本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品:

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK0090 PBST 缓冲液

PMK0029 PBS 缓冲液

PMK0019 30% 丙烯酰胺(29:1)

PMK0011 红细胞裂解液

PMK1012 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK002 抗体稀释液



更多产品详情了解, 请关注公众号: