

武汉普美克生物技术有限公司

质检报告单

产品名称	超氧化物歧化酶（SOD）检测试剂盒（微量法）		
产品编号	PMK1036	产品批号	2510310002
产品规格	48T	检验日期	2025-10-31
保存温度	-20℃	保质期	6 个月
检验项目	标准要求		检测结果
外观	外包装完整、无破损		√
	标签正确		√
	说明书对应无误		√
	试剂齐全、足量，旋盖严实		√
	液体组分澄清、无沉淀或絮状物		√
	配件齐全		√
检测样本	组织、血清		√

质检员：吴春平

复核人：[Signature]



武汉普美克生物技术有限公司
Pumoke (Wuhan) Biotechnology Co., Ltd
邮箱：bioprimacy@aliyun.com
网址：www.biopmk.com
电话：027-87888039/41
地址：湖北省武汉市东湖高新区自贸生物创新港 B 区