

武汉普美克生物技术有限公司

质检报告单

|      |                 |      |            |
|------|-----------------|------|------------|
| 产品名称 | 组织活性氧检测试剂盒（荧光法） |      |            |
| 产品编号 | PMK1884         | 产品批号 | 2511180007 |
| 产品规格 | 48T             | 检验日期 | 2025-11-18 |
| 保存温度 | -20℃            | 保质期  | 6 个月       |
| 检验项目 | 标准要求            |      | 检测结果       |
| 外观   | 外包装完整、无破损       |      | √          |
|      | 标签正确            |      | √          |
|      | 说明书对应无误         |      | √          |
|      | 试剂齐全、足量，旋盖严实    |      | √          |
|      | 液体组分澄清、无沉淀或絮状物  |      | √          |
|      | 配件齐全            |      | √          |
| 检测样本 | 组织              |      | √          |

质检员：吴春平

复核人：[Signature]



武汉普美克生物技术有限公司  
Pumoke (Wuhan) Biotechnology Co., Ltd  
邮箱: bioprimacy@aliyun.com  
网址: www.biopmk.com  
电话: 027-87888039/41  
地址: 湖北省武汉市东湖高新区自贸生物创新港 B 区